

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsp70 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Número do item: CM0002761



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à HSP70 humana (HSPA1A/HSPA1B). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo de funções de chaperonas, resposta ao estresse e vias de controle de qualidade de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSP70 Rabbit mAb
Observações/Alias	HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3303/3304
GeneID	3303/3304
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 da HSP70 humana (NP_005336.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso da Proteína	70 kDa
Envio	Bolsa de gelo