

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Hsp70/Hspa1A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8/P0Dmv9

Número do item: CM0014129



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra HSP70 (HSPA1A) humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Direciona-se à chaperona molecular chave envolvida na resposta ao estresse e no dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSP70 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HSPA1A; HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3303/3304
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 de HSP70/HSPA1 humano (NP_005336.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso da Proteína	70 kDa
Envio	Saco de gelo