


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsp90A/B Para Wb, Elisa - P07900 / P08238

Número do item: CM0010290



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Hsp90 α / β humano, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre chaperonas, transdução de sinais e estudos de importação mitocondrial. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato, macaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hsp90 α / β Rabbit mAb
Observações/Apelido	EL52; HEL-S-65p; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp103; Hsp89; Hsp90; LAP-2; LAP2; Hsp90 α / β
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3320/3326
ID do Gene	3320/3326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 533-732 do Hsp90 α humano (P07900)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P07900/P08238
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo