


Anticorpo Policlonar Anti-Hsp90B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Número do item: CM0024163



introdução

Hsp90 β Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece HSP90-beta humana (P08238), tem reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo de sinalização mediada por chaperonas e respostas ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Hsp90 β Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90 β
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3326
GeneID	3326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da Hsp90 β humana (NP_031381.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08238
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo