


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hsp90B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Número do item: CM0006425



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Hsp90 β validado para Western blot, imunohistoquímica, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo, rato e arroz. Ideal para estudos de proteínas de choque térmico e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Hsp90 β
Observações/Apelido	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90 β
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da Hsp90 β humana. (NP_031381.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato, arroz
SWISS	P08238
Peso da proteína	83 kDa
Transporte	Bolsa de gelo