


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hsp90B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08238

Número do item: CM0018086



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Hsp90 β (Validado por KO) para Western blotting, IHC-P e ELISA; reativo com humano, camundongo, rato. Ferramenta essencial para estudar a função de chaperonas moleculares na transdução de sinal, resposta ao estresse e controle do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Hsp90 β pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0 β
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3326
GeneID	3326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da Hsp90 β humana (NP_031381.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08238
Peso Proteico	83kDa
Envio	Bolsa de Gelo