

Anticorpo Monoclonal Anti-Hspa12A Para Wb E Elisa - O43301

Número do item: CM0003652

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra HSPA12A humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta HSPA12A endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar o tráfego mediado por SORL1 e a resposta ao choque térmico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPA12A Rabbit mAb
Observações/Apelido	HSPA12A ; HSPA12A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	259217
GeneID	259217
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do HSPA12A humano (O43301).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43301
Peso Proteico	75 kDa
Envio	Bolsa de Gelo