

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hspa14 Para Wb, Elisa - Q0Vdf9

Número do item: CM0029354

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSPA14 humano, validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Para estudos do complexo associado ao ribossomo e dobramento de proteínas. Encomende da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para HSPA14
Observações/Apelido	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51182
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-509 da HSPA14 humana (NP_057383.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q0VDF9
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de Gelo