

Anticorpo Policlonal Anti-Hspa1L Para Wb - P34931

Número do item: CM0018908



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-HSPA1L para WB e ELISA, reconhecendo HSPA1L humano e de camundongo. Ideal para estudar funções de chaperonas moleculares, controle de qualidade de proteínas e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPA1L Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSP70T; hum70t; HSP70-1L; HSP70-HOM; HSPA1L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3305
GeneID	3305
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 342-641 do HSPA1L humano (NP_005518.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P34931
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo