


Anticorpo Monoclonal Anti-Hspa2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54652

Número do item: CM0012683



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HSPA2 humano (HSP70-2), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para investigação do controle de qualidade de proteínas mediado por chaperonas e da espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPA2 mAb de Coelho
Observações/Alias	HSP70-2; HSP70-3; HSPA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3306
GeneID	3306
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54652
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo