


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hspa2 - P54652

Número do item: CM0028942



introdução

O HSPA2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal proveniente de coelho, validado para Western Blot (WB), IF/ICC e ELISA. Reage com a HSPA2 humana, de rato e de camundongo, uma proteína de choque térmico envolvida em funções de chaperona, controle de qualidade de proteínas e espermatogênese. Ideal para estudos de resposta ao estresse e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPA2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	HSP70-2, HSP70-3, HSPA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3306
GeneID	3306
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-639 da HSPA2 humana (NP_068814.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54652
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de Gelo