

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hspa4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P34932

Número do item: CM0002807

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra HSPA4 humana (proteína de choque térmico de 70 kDa 4). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de resposta ao estresse e dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPA4 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3308
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 700-800 da HSPA4 humana (P34932).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34932
Peso da Proteína	94 kDa
Transporte	Saco de gelo