

Anti-Hspa4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P34932

Número do item: CM0023863

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSPA4 humano (proteína de choque térmico de 70 kDa 4, APG-2). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para biologia do estresse e pesquisa de chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPA4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 680-840 do HSPA4 humano (NP_002145.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34932
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Saco com gelo