

Anticorpo Policlonal Anti-Hspa4L Para Wb, If/Icc, Elisa - 095757

Número do item: CM0021622

introdução

Anticorpo policlonal de coelho HSPA4L de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos sobre a função de chaperona da família da proteína de choque térmico 70 e resposta ao estresse. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPA4L pAb de Coelho
Observações/Apelido	APG1; APG-1; HSPH3; Osp94; HSPA4L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22824
GeneID	22824
Imunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-600 do HSPA4L humano (NP_055093.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095757
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo