

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hspa6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17066

Número do item: CM0028779



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-HSPA6 validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudo de funções da chaperona da família das proteínas de choque térmico 70 e vias de resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HSPA6 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | HSP70B', HSPA6                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 3310                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 3310                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 474-643 da HSPA6 humana (NP_002146.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P17066                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 71kDa                                                                                                                      |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                              |