

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hspb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16082

Número do item: CM0024063



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HSPB2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Imunógeno: proteína recombinante (aa 1-182). Adequado para pesquisa de resposta ao estresse e regulação de DMPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPB2 pAb de Coelho
Observações/Alíase	MKBP, HSP27, Hs.78846, LOH11CR1K, HSPB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3316
GeneID	3316
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 da HSPB2 humana (NP_001532.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16082
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo