

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hspb8/Hsp22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy1

Número do item: CM0002046



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra HSPB8/HSP22 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em autofagia assistida por chaperonas e doenças musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPB8/HSP22 Rabbit mAb
Observações/Alias	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; CRYAC; HSPB8/HSP22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26353
GeneID	26353
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HSPB8/HSP22 humano (Q9UJY1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJY1
Peso da Proteína	22 kDa
Transporte	Bolsa de gelo