

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hspb8/Hsp22 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Número do item: CM0011577



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-HSPB8/HSP22 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Alvo o HSPB8 humano; reage cruzadamente com camundongo, rato e macaco. Adequado para pesquisa de controle de qualidade de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPB8/HSP22 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26353
GeneID	26353
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-196 da HSPB8/HSP22 humana (NP_055180.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	Q9UJY1
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo