

## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Hspb8/Hsp22 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujy1

Número do item: CM0020591



### introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra HSPB8/HSP22 (H11, HMN2, CMT2L) humano validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de controle de qualidade proteica, biologia muscular e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | HSPB8/HSP22 Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; HSPB8/HSP22                                                                       |
| Espécie              | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)      | 26353                                                                                                                           |
| GeneID               | 26353                                                                                                                           |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-196 da HSPB8/HSP22 humana (NP_055180.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria            | Anticorpos Policlonados                                                                                                         |
| Aplicação            | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS                | Q9UJY1                                                                                                                          |
| Peso Proteico        | 22kDa                                                                                                                           |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                   |