


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hspe1/Hsp10/Cpn10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61604

Número do item: CM0011601



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra HSPE1 humano (HSP10/CPN10) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de chaperonas mitocondriais e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPE1/HSP10/CPN10 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	EPF; CPN10; GROES; HSP10; HSPE1/HSP10/CPN10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3336
ID do Gene	3336
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-150 do HSPE1/HSP10/CPN10 humano (P61604)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61604
Peso Proteico	11kDa
Envio	Em saco de gelo