

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Htr1B Para Wb, Elisa - P28222

Número do item: CM0019137



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de serotonina 5-HT1B humano (HTR1B), validado para aplicações de Western blot e ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência e sinalização de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTR1B Coelho pAb
Observações/Apelido	S12, 5-HT1B, HTR1D2, HTR1DB, 5-HT-1B, 5-HT1DB, 5-HT-1D-beta, HTR1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3351
ID do Gene	3351
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-390 do HTR1B humano (P28222).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28222
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Em saco de gelo