

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Htr1D Para Wb, Elisa - P28221

Número do item: CM0020528



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao HTR1D humano (receptor de serotonina 1D/5-HT1D). Validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTR1D Rabbit pAb
Observações/Apelido	HTRL; RDC4; HT1DA; 5-HT1D; HTR1DA; HTR1D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3352
GeneID	3352
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do HTR1D humano (NP_000855.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28221
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de Gelo