


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Htr2A Para Wb, If/Icc, Elisa - P28223

Número do item: CM0023692



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HTR2A humano (receptor de serotonina 5-HT2A). Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em neurociência e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTR2A Rabbit pAb
Observações/Alias	HTR2; 5-HT2A; HTR2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3356
GeneID	3356
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HTR2A humano (NP_000612.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P28223
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo