

Anticorpo Policlonal Anti-Htr2C (5-Ht2C) Para Wb, Elisa - P28335

Número do item: CM0016486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de serotonina 5-HT2C humano (HTR2C), validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato; imunogênio localizado nos aminoácidos 120-220. Ideal para pesquisa em neurofarmacologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTR2C pAb de Coelho
Observações/Apêndices	HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3358
GeneID	3358
Imunogênio	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 120-220 do HTR2C humano (NP_000859.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28335
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo