


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Htr3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46098

Número do item: CM0030139



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HTR3A humano (recetor 5-HT3), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com rato e camundongo. Ideal para estudar canais iônicos controlados por serotonina na sinalização neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTR3A Rabbit pAb
Observações/Alias	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3359
ID do Gene	3359
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46098
Peso Proteico	55kDa
Envio	