

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Htr4 Para Wb, Elisa - Q13639

Número do item: CM0025207



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade direcionado ao receptor humano de serotonina 4 (HTR4). Validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência, cardiovascular e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTR4 Rabbit pAb
Observações/Alias	5-HT4; 5-HT4R; HTR4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3360
GeneID	3360
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-384 do HTR4 humano (NP_000861.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13639
Peso da Proteína	44kDa
Transporte	Bolsa de gelo