


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Htra2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43464

Número do item: CM0014230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à serina protease humana HTRA2 (OMI/PARK13), adequado para aplicações WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudos de apoptose e doença de Parkinson. Uniprot O43464.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTRA2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27429
GeneID	27429
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 334-458 da HTRA2 humana (NP_037379.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43464
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo