

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Agtr2 Para Citometria De Fluxo - P50052

Número do item: CM0010704



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao AGTR2 humano (receptor AT2) para citometria de fluxo. Adequado para pesquisas cardiovasculares e de sinalização celular. Reage cruzadamente com AGTR2 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano AGTR2 mAb
Observações/Apelido	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	186
GeneID	186
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-45 do AGTR2 humano (NP_000677.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50052
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo