

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Albumina Humana Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Número do item: CM0018334



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-albumina humana da CamelBio é validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Suporta pesquisas sobre função da albumina, transporte de zinco e ligação a fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Albumin Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	213
GeneID	213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-609 da albumina humana (NP_000468.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02768
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de Gelo