

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano B7-H2/Cd275 (Icosl) () Para Citometria De Fluxo - O75144

Número do item: CM0004414



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o B7-H2/CD275 (ligante ICOS) humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de coestimulação de células T e pontos de verificação imunológica. Reativo ao humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano B7-H2/CD275 mAb
Observações/Apelido	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75144
Peso Proteico	20kDa/33kDa34kDa
Envio	