

Anticorpo Monoclonal Anti-B7-H2/Cd275 Humano Para Fc - O75144

Número do item: CM0008633



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra B7-H2/CD275 (ICOSLG) humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de coestimulação de células T e pontos de controle imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-B7-H2/CD275 Humano mAb
Observações/Apelidos	ICOSLG; B7-H2; B7H2; B7RP-1; B7RP1; CD275; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; Ligante de ICOS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-256 de B7-H2/CD275 humano (NP_056074.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75144
Peso da Proteína	20kDa/33kDa/34kDa
Envio	Bolsa de gelo