


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd100/Sema4D () Para If/Icc E Fc - Q92854

Número do item: CM0010698



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Semaphorina-4D humana (CD100/SEMA4D) para aplicações de imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Este anticorpo reconhece a SEMA4D humana, um receptor de superfície celular que regula o desenvolvimento neuronal e as respostas imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Humano CD100/SEMA4D de Coelho
Observações/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10507
GeneID	10507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-734 da Semaphorina-4D/CD100 humana (NP_006369.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso Proteico	82kDa/96kDa
Envio	Saco de gelo