

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd105/Endoglina Para Citometria De Fluxo - P17813

Número do item: CM0009725



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD105/Endoglina conjugado com para citometria de fluxo direta. Tem como alvo o domínio extracelular, permitindo a detecção de células endoteliais em estudos de angiogênese, sinalização de TGF-beta e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) de Coelho Anti-Humano CD105/Endoglina
Observações/Apêndice	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2022
GeneID	2022
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-337 da CD105/Endoglina humana (NP_001108225.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17813
Peso Proteico	67kDa/70kDa
Envio	Em saco de gelo