


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd116 () Para Citometria De Fluxo - P15509

Número do item: CM0010286



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD116 (receptor alfa de GM-CSF) conjugado ao para citometria de fluxo. Tem como alvo o CSF2RA, envolvido na proliferação e diferenciação de células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD116 mAb
Observações/Apelido	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1438
GeneID	1438
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-320 do CD116 humano (NP_006131.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo