

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd116 Humano Para Citometria De Fluxo - P15509

Número do item: CM0007733



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD116 humano (CSF2RA/GM-CSFR α). Validado para citometria de fluxo, adequado para estudar proliferação e diferenciação de células hematopoiéticas. SWISS: P15509.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD116 Humano
Observações/Apelido	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1438
GeneID	1438
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-320 do CD116 humano (NP_006131.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso Proteico	26kDa/31kDa/38kDa/43kDa/46kDa/49kDa
Transporte	Saco de gelo