

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd117/C-Kit Para Citometria De Fluxo - P10721

Número do item: CM0012391



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD117/c-Kit humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de células-tronco hematopoiéticas e mastócitos, e aplicações em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD117/c-Kit
Observações/Apelido	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-520 do CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso Proteico	110kDa
Transporte	Em saco de gelo