

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd11B Para Fc - P11215

Número do item: CM0008115



introdução

Anticorpo monoclonal de rato contra CD11b humano (Integrina alfa-M, Mac-1) validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar funções do receptor de complemento, adesão de neutrófilos e biologia de monócitos/macrófagos. SWISS: P11215.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de rato anti-Humano CD11b
Observações/Apelido	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3684
GeneID	3684
Imunogénio	Péptido sintético (Um péptido sintetizado derivado do CD11b humano)
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Envio	Em saco de gelo