


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd123 (IL3R α) Para Citometria De Fluxo - P26951

Número do item: CM0009158



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD123 humano, a subunidade alfa do receptor de IL-3. Validado para citometria de fluxo, adequado para o estudo de células progenitoras hematopoéticas e sinalização de IL-3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Humano CD123
Observações/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3563
GeneID	3563
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26951
Peso da Proteína	43 kDa
Transporte	Bolsa de gelo