

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd124/IL-4Rα Para Fc - P24394

Número do item: CM0010477



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho conjugado com direcionado a CD124/IL-4Rα humano. Para pesquisa em citometria de fluxo sobre sinalização de IL-4/IL-13, diferenciação de Th2 e inflamação alérgica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD124/IL-4Rα mAb
Observações/Alíase	CD124; IL4RA; IL-4RA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3566
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-232 de CD124/IL-4Rα humano (NP_000409.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24394
Peso da Proteína	26kDa/88kDa/90kDa
Transporte	Bolsa de gelo