

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd124/IL-4R α Humano Para Citometria De Fluxo - P24394

Número do item: CM0011802



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD124/IL-4R α humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para detectar a subunidade alfa do receptor de IL-4 em células T ativadas e estudos de inflamação alérgica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD124/IL-4R α Humano
Observações/Apelido	CD124; IL4RA; IL-4RA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3566
GeneID	3566
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-232 do CD124/IL-4R α humano (NP_000409.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24394
Peso Proteico	26kDa/88kDa/90kDa
Envio	Em saco de gelo