


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd134/Ox40 (Pe) Para Citometria De Fluxo - P43489

Número do item: CM0012560



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD134/OX40 humano, validado para citometria de fluxo. Este receptor coestimulatório é fundamental para a pesquisa da imunidade das células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho PE Anti-Humano CD134/OX40
Observações/Apelido	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
Espécie	Humano
GeneID	7293
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-216 do CD134/OX40 humano (NP_003318.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43489
Peso Molecular da Proteína	29kDa
Transporte	Em saco de gelo