

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd138 Humano Pe Para Citometria De Fluxo - P18827

Número do item: CM0011867



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD138/Syndecan-1 humano, conjugado com PE, adequado para citometria de fluxo (FC). Desenvolvido para uso em pesquisa em estudos de câncer e imunologia envolvendo biologia de exossomos e análise de proteoglicano de superfície celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE anti-CD138 humano mAb de coelho
Observações/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6382
ID do Gene	6382
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-251 do CD138/Syndecan-1 humano (NP_002988.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P18827
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo