

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd138/Syndecan-1 (Conjugado) Para Citometria De Fluxo - P18827

Número do item: CM0009925



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a de alta qualidade direcionado a CD138/Syndecan-1 humano (SWISS: P18827). Validado para citometria de fluxo (FC), adequado para o estudo de proteoglicanos de superfície celular em biologia de exossomos e membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD138/Syndecan-1 mAb
Observações/Apelidos	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6382
ID do Gene	6382
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-251 do CD138/Syndecan-1 humano (NP_002988.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo