

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd138/Sindecano-1 Para Citometria De Fluxo - P18827

Número do item: CM0012725



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD138/Sindecano-1 conjugado com para detecção direta por citometria de fluxo. Tem como alvo um proteoglicano de superfície celular envolvido na biogênese de exossomos e interações célula-matriz. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD138/Sindecano-1
Observações/Apelido	SDC, CD138, SYND1, sindecano
Espécie	Humano
GeneID	6382 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-251 do CD138/Sindecano-1 humano (NP_002988.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Saco com gelo