

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd140B/Pdgfrβ Para Citometria De Fluxo - P09619

Número do item: CM0005939



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o CD140b/PDGFRβ humano, validado para citometria de fluxo. Uma ferramenta de pesquisa para estudar a sinalização do receptor PDGF, desenvolvimento vascular e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD140b/PDGFRβ mAb
Observações/Alíase	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; receptor beta do fator de crescimento derivado de plaquetas
Espécie	Humano
GeneID	5159
Imunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-530 do CD140b/PDGFRβ humano (NP_002600.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (CF)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09619
Peso da Proteína	37 kDa / 123 kDa
Envio	Bolsa de gelo