


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd141/Trombomodulina Para Citometria De Fluxo - P07204

Número do item: CM0010263



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado contra CD141/Trombomodulina humana, validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de células endoteliais envolvido na coagulação e inflamação. Ideal para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo mAb de Coelho anti-Humano CD141/Trombomodulina
Observações/Apelido	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7056
GeneID	7056
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-515 da trombomodulina/CD141 humana (NP_000352.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo