


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd146 () Para Citometria De Fluxo - P43121

Número do item: CM0009829



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD146 conjugado com para detecção por citometria de fluxo do CD146/MUC18 humano em pesquisas com endotélio e melanoma. Válido para fornecimento de matéria-prima para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Humano CD146
Observações/Apelido	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Espécie	Humano
ID do Gene	4162
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso Molecular da Proteína	72kDa
Transporte	Em saco de gelo