


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd150/Slam Humano () Para Fc - Q13291

Número do item: CM0012259



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD150/SLAM humano (SLAMF1), para citometria de fluxo. Adequado para o estudo da sinalização imune mediada por SLAM, da ativação de células T/B e das interações com o receptor do vírus do sarampo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD150/SLAM humano
Observações/Apelido	SLAM; CD150; CDw150
Espécie	Humana
GeneID	6504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-237 do CD150 humano (NP_003028.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q13291
Peso da Proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo