

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd152/Ctla-4 Para Fc (Intra) - P16410

Número do item: CM0005796



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD152/CTLA-4 de alta qualidade para citometria de fluxo intracelular (FC intra). Visa o receptor inibitório de células T CTLA-4, validado para amostras humanas. Ideal para pesquisa de IVD e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD152/CTLA-4 mAb
Observações/Apelido	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Espécies	Humano
GeneID (Humano)	1493
GeneID	1493
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-162 do CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16410
Peso Proteico	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
Envio	Saco de gelo