

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd153 Humano Para Citometria De Fluxo - P32971

Número do item: CM0010742

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que reconhece o CD153 humano (ligante do CD30). Validado para citometria de fluxo; adequado para o estudo da proliferação de células T e das respostas imunitárias mediadas por CD30/CD153.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD153 humano
Observações/Apelidos	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	944
ID do Gene	944
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-234 do CD153 humano (NP_001235.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P32971
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo